

Link do produktu: <https://www.mksklep.pl/effivet-farm-hydrogel-plusvital-500-ml-p-17193.html>

Effivet Farm Hydrogel PLUSVITAL 500 ml

Cena	137.50 zł
Dostępność	3 dni robocze
Czas wysyłki	3 dni robocze
Numer katalogowy	840064
Producent	PLUSVITAL

Opis produktu

Płynny żel antyseptyczny przyspieszający gojenie. Plusvital Effivet Farm Hydrogel to antybakteryjny, antywirusowy i przeciwgrzybiczny preparat przyspieszający gojenie ran w formie płynnego żelu. Likwiduje swędzenie

Opis produktu:

Preparat przyspiesza naturalne procesy gojenia ran i regeneracji tkanek, które mogą być zaburzone przez czynniki takie jak zakażenia bakteryjne.

Effivet posiada silne działanie bakteriobójcze dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii, która pozwala imitować system immunologiczny organizmu.

Zawarty w nim kwas podchloryny to słaby kwas wytwarzany przez komórki układu odpornościowego w celu eliminacji bakterii poprzez przenikanie ich ścian komórkowych i niszczenie ich od wewnątrz.

Wykazuje również działanie antywirusowe i przeciwgrzybiczne.

Nie podrażnia i nie powoduje negatywnych efektów w przypadku poknięcia, ponieważ jego składnik występuje naturalnie w organizmie.

Podstawowe cechy:

- Działa antybakteryjnie, antywirusowo i przeciwgrzybicznie
- Zabija szeroką gamę bakterii, m.in.: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Influenza, Rhinovirus
- Eliminuje bakterie powodujące nieprzyjemny zapach
- Nie wymaga spłukiwania i nie powoduje negatywnych skutków w przypadku poknięcia
- Szeroka gama zastosowań: przyspieszanie gojenia ran i zadrapań, łagodzenie swędzenia (właściwości antyhistaminowe), łagodzenie drobnych podrażnień oczu, ugryzień insektów, oparzeń i oparzeń, eliminacja nieprzyjemnego zapachu ran; eliminuje grzybicę
- Dzięki formie płynnego żelu preparat przywiera do miejsca, na które został nałożony, co pozwala na penetrację kwasu podchlorynego do wnętrza rany, nawilżając ją i tworząc barierę chroniącą przed zanieczyszczeniem i innymi czynnikami zewnętrznymi
- Testowany dermatologicznie, odpowiedni dla wrażliwej skóry

Kluczowe składniki:

Kwas podchloryny 0.034%

Sposób użycia:

Po uprzednim oczyszczeniu rany nałożyć żel bezpośrednio na uszkodzoną tkankę i pozwolić na jego naturalne wyschnięcie. Preparat zamyka ranę i nie trzeba go spłukiwać.

Opakowanie:

Butelka plastikowa 500 ml z aplikatorem